

1518929 - Precisio hechtingskit - 1 x 10 st



Beschrijving

De steriele hechtset voor eenmalig gebruik wordt gebruikt in de dokterspraktijk of het ziekenhuis. De hechtset is ontworpen voor zowel gynaecologen als chirurgen en wordt gebruikt voor alle chirurgische en microchirurgische ingrepen.

Onderdelen van de set

- 1 Adson ultrafijne tang 1 x 2 klemmen
- 1 Micro Halsey naaldhouder
- 1 rechte puntige metalen schaar
- 1 harde doordrukverpakking met 2 compartimenten

Specificaties

Merk	Gyneas
Kwaliteit instrumenten	Wegwerp steriel
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Doos