

1532229 - Velcromanchet + long met 1 slang - obesen - 1 st



Beschrijving

Velcromanchet die geschikt is voor alle digitale bloeddrukmeters van Boso. De juiste manchet is belangrijk voor betrouwbare en nauwkeurige meetresultaten.

Specificaties

| | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Merk | BOSO |
| Compatibel met | Boso Clinicus I |
| Bereik armband bloeddrukmeter | 33 - 41 cm |
| Doelgroep | Obesen |
| Maat armband | L |
| Type armband | Velcro armband |
| Europese Regelgeving | MDR - 2017/745/EU - Klasse I |
| Type verpakking | Stuk |