

1010825 - Koffiebeker 510 - blauw - 375 ml - 1 st



Beschrijving

Koffiebeker 510 met 1 handvat heeft de look van keramiek of porselein en ligt comfortabel in de hand. Combineerbaar met verschillende tuitjes.

Specificaties

| | |
|-------------------------|--------------|
| Samenstelling | Polyproyleen |
| Deksel | Nee |
| Handvat | Ja |
| Isolerende beker | Nee |
| Schaalaanduiding | Nee |
| sku | 1010825 |
| Inhoud | 375 ml |
| Kleur | Blauw |
| Type verpakking | Stuk |