

1573834 - Lange pin voor dop mechanisch slot - 50 st



Specificaties

Merk	Renol
SKU leverancier	RFK50300
Noodzakelijke opties	Niet van toepassing
Normeringen	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
Breedte riemen	Niet van toepassing
Breedte tailleband	Niet van toepassing
Fixatie categorie	Toebehoren voor riemen
Gebruik fixatiemateriaal	Niet van toepassing
Maat bevestigingsriem	Niet van toepassing
Sluiting	Sloten
Soort bevestiging	Niet van toepassing
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse I
Type verpakking	Stuk