

1001832 - Cotonet op rol - 15 cm x 20 m - niet-steriel - 1 st



Beschrijving

Cotonet op rol is vervaardigd uit 100% H2O2 gebleekt katoen (niet chloorgebleekt en vrij van witmakers). De cotonet met dubbele dikte heeft een hoog absorptievermogen, wordt gebruikt voor het bedekken en beschermen van gevoelige wonden.

Specificaties

Merk	Alan
Samenstelling	100% katoen
Steriel	Nee
sku	1001832
Maat	15 cm x 20 m
Sterilisatie methode	Ethyleen oxide
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk