

## 1553089 - MoVeS Loop Ø 28 cm - licht (geel) - 1 x 10 st



### Beschrijving

De gloednieuwe MoVeS Loop Set is echt een sportschool in een tas. Deze handige tas bevat vier kwaliteit MoVeS Loops, elk met een andere weerstand en een handleiding. Ze zijn perfect voor het trainen van veel verschillende spieren in je lichaam: arm curls (biceps), externe rotatie (schouder), squats (dijen), etc.

### Specificaties

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| <b>Merk</b>                 | MVS                          |
| <b>Product afmetingen</b>   | B 28 cm                      |
| <b>Kleur</b>                | Geel                         |
| <b>Europese Regelgeving</b> | MDR - 2017/745/EU - Klasse I |
| <b>Type verpakking</b>      | Stuk                         |