

## 1532598 - Rosidal® Haft -cohesieve korte rek windel - 6 cm x 5 m - 1 st



### Beschrijving

**L&R** Rosidal® Haft cohesieve beproefde korterek windel met een verbeterde kwaliteit. Deze windel wordt gebruikt voor de behandeling van vaatziekten zoals flebologische (aderaandoening zoals bv. spataders) of lymfologische aandoeningen (bv. oedeem) en na sclerosering en vaatchirurgische procedures. De compressiedruk blijft gedurende een langere tijd behouden, dit is dankzij de mate van stijfheid van het verband. De hoge werkdruk en tevens lage- rustdruk goed te verdragen. De windel dient ook ter ondersteuning en ontlasting van gewrichtskapsels overtuigt Rosidal haft met zijn dichtere weefselstructuur. De zelfkanten zorgen voor een nette afsluiting zonder rafels. De windel is 60% elastisch in de lengterichting, gemaakt van katoen en synthetisch garen met en micropunt natuurrubberlatexcoating.

## Specificaties

<b>Merk</b>	Lohmann Rauscher
<b>Samenstelling</b>	99 % katoen, 1 % synthetisch garen, met een micropunt natuurrubberlatexcoating
<b>Steriel</b>	Nee
<b>Zelfklevend</b>	Ja
<b>Kleur</b>	Cream
<b>Maat</b>	6 cm x 5 m
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Stuk