

1609084 - Huntleigh Dopplex D900 vasculaire audio doppler - zonder probe



Beschrijving

De Dopplex D900 Doppler van Huntleigh is een ideale 'instapmodel' Doppler. Dit toestel is een audio, niet-directionele doppler zonder display. De D900 kan als foetale doppler of als vasculaire doppler gebruikt worden naar gelang de sonde die eraan vast zit. De audio signalen (bloedstroom of foetale hartslag) zijn duidelijk hoorbaar via de ingebouwde luidspreker of via de koptelefoon. De doppler beschikt over een actieve ruisonderdrukking. De echo doppler Huntleigh D900 MKIII wordt zonder sonde geleverd.

Technische specificaties:

- Combi doppler: foetale doppler of vasculaire doppler
- Betrouwbaar
- Automatische uitschakeling
- Verbeterde batterij management

- Aansluiting voor monokoptelefoon
- Hooggevoelige, verwisselbare sondes (sondes zonder Dopplers zijn afzonderlijk verkrijgbaar)

Specificaties

Merk	Huntleigh
sku	1609084
Waterbestendig	Ja
Frequentie sonde	2MHz
Signaalweergave	Audio
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk