


1553467 - Beengeleider Traincare Comfort kids voor MOTomed Letto 2 - kinderversie



Beschrijving

MOTomed TrainCare Comfort kids beengeleiders met verstelbare kniebescherming is speciaal gemaakt voor kinderen

Voordelen

- Voor een veilige begeleiding en ondersteuning van de benen, voorkomt onbedoelde zijwaartse bewegingen van de benen
- Vermijd overstrekking en blokkeren van de kniegewrichten
- Knieflexie individueel instelbaar
- Beengeleiders met plastic gecoate kuitschaal en desinfecteerbare expanders
- Aangename fixatie aan de hand van velcro-banden

Specificaties

Merk	MOTomed
sku	1553467
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk