

1106728 - Dispenser voor 50 medicatiebekers - wandmontage - 1 st



Beschrijving

Deze praktische dispenser voor MediCups is door **Wiegand** ontwikkeld om het gebruik van MediCups tijdens het innemen van medicatie te vergemakkelijken.

- Capaciteit: max. 50 MediCups (Art. 71.1, ..., 71.5)

Specificaties

Merk	Wiegand
Product afmetingen	B 3.9 cm, H 38 cm, L 3.9 cm
Samenstelling	Metaal
Type verpakking	Stuk