

1575186 - Mobilyzer Standard - infuuspmaal met 3 haken



Beschrijving

De Mobilyzer vergroot de zelfstandigheid van de patiënt. De Mobilyzer biedt de patiënt steun tijdens het staan en lopen, waardoor de patiënt sneller kan revalideren. De Mobilyzer kenmerkt zich door zijn bijzondere frame en voet. Dankzij de voet met vijf wielen ervaart de patiënt maximale stabiliteit. Het stuur is eenvoudig in hoogte te verstellen, zodat ook kinderen de Mobilyzer kunnen benutten. De Mobilyzer Standard is 50 cm breed, 50 cm lang en heeft een hoogte die kan variëren tussen 175 en 200 cm.

Specificaties

Merk	TechniCare
Normeringen	EN 1985 EN 12182
sku	1575186
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse I
Type verpakking	Stuk