

1574124 - Onderzoekstafel Praxis 3 Elite - elektrisch - Perfect bekleding - 1 st



Beschrijving

De Praxis 3 Elite is de opvolger van de succesvolle Praxis 3 uit de Praxis serie. Deze lijn kenmerkt zich door een enorm bereik van 42-112cm en heeft daarbij standaard hefvermogen van 225kg. Door de ronde poten en dikkere profielen ziet de tafel er niet alleen mooi uit, maar is deze ook zeer sterk en stabiel. Door de speciale gasveer onder het hoofd-/beendeel gaat de klep automatisch omhoog als de tafel naar de laagste positie zakt. Dit gebeurt wanneer deze korte klep naar beneden staat gericht. Hierdoor is het mogelijk om de vlakverdeling optimaal in te delen en toch een laagste stand van 42cm te garanderen.

Specificaties

Merk	Wesseling
Product afmetingen	B 64 cm, L 196 cm
Wielen inbegrepen	Ja
Hoogteverstelbaar	Ja
Hoogte	42-112 cm
Papierrolhouder inbegrepen	Nee
Hefvermogen	225 kg
Tijdsduur hoogteverstelling	40 s
Aantal delen	3-delig
Hoogteverstelling	Elektrisch
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse I
Type verpakking	Stuk