

1600125 - Vital Kiosk



Beschrijving

De medische zelftest kiosk module is een onderdeel van het Well@Home digitaal platform, dat patiënten in staat stelt om hun gevalideerde intake van vitale parameters en vragenlijsten autonoom te doen, zonder de tussenkomst van een zorgverlener.

Met meer dan 500.000 patiënten in verschillende ziekenhuizen heeft de zelftestkiosk aangetoond dat jaarlijks 1,5 FTE aan verplegend personeel kan worden bespaard of herverdeeld. De kiosk voert de opgenomen gegevens onmiddellijk in het EMR in, waardoor het werk van alle ziekenhuismedewerkers wordt vereenvoudigd. De kiosk is een CE-goedgekeurd medisch systeem en voldoet aan alle GDPR-normen.

Belangrijkste voordelen

- Maakt tijd vrij voor verpleegkundigen om andere activiteiten te doen, waardoor indirect het tekort aan verpleegkundigen wordt aangepakt dat wereldwijd in ziekenhuizen kan worden vastgesteld
- Elimineert de noodzaak van handmatige gegevensinvoer door ziekenhuispersoneel
- Verhoogt de betrokkenheid van de patiënt vanaf het allereerste begin van het patiënttraject
- Sneller consult, minder wachttijd in de wachtkamer
- API connectiviteit met elk EMR

Hoe het werkt

- Patiënten gaan op de kiosk zitten en volgen de stappen op het touchscreen
- Het scherm leidt mensen door de eenvoudige stappen om de medische apparaten op de kiosk te bedienen
- De meetresultaten worden afgeleverd bij het interne patiëntgegevenssysteem van uw instelling, of afgedrukt op een ticket
- Artsen hebben toegang tot de gegevens en kunnen de input gebruiken als onderdeel van de therapie

Specificaties

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Merk | bewell |
| SKU leverancier | K-VITAL |
| Europese Regelgeving | MDD - 93/42/EEC - Klasse I |
| Type verpakking | Stuk |