


1543931 - Sloop katoen voor positioneringskussen Lang - 26 x 35 cm x 280 cm - 1 st



Beschrijving

Afneembare overtrek in katoen en wasbaar in de machine.

Specificaties

| | |
|-------------------------------------|--|
| Merk | Renol |
| SKU leverancier | RCM12288 |
| Normeringen | EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008 |
| Samenstelling | Katoen |
| Kleur sloop | Blauw |
| Materiaal | Katoen |
| Merk positioneringsmateriaal | Renol |
| Wasbaar | 60° C |
| Europese Regelgeving | MDR - 2017/745/EU - Klasse I |
| Type verpakking | Stuk |