

## 1541432 - Lode Valiant 2 cpet XL - loopband



### Beschrijving

Modern vormgegeven loopband speciaal ontworpen voor cardio-pulmonale inspanningstesten. Deze loopband wordt standaard geleverd met een communicatiemodule en kan daardoor eenvoudig worden aangestuurd door alle bekende stress ECG en longapparaten ter wereld. De lage opstaphoogte maakt de loopband uitermate geschikt voor alle proefpersonen op het gebied van cardiologie, revalidatie en longfunctie. De noodstop met magnetisch koord op de standaard handrail vooraan zorgt voor extra veiligheid van de gebruiker. De Valiant 2 cpet biedt een soepele acceleratie vanaf 0 km/h en is traploos instelbaar in een bereik van 0,5 - 20 km/h. De standaard verhoging is 0 - 25% en het XL loopoppervlak van deze loopband is 60 x 170 cm. De Valiant cpet wordt standaard geleverd zonder display.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Lode
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse Im
<b>Type verpakking</b>	Stuk