

## 1575383 - Douchestoel zelfrijder - zithoogte 540 mm - wit - 1 st



### Beschrijving

De zelfrijder douchestoel met HT-bekleding van Linido is een hulpmiddel waarmee de gebruiker veilig en comfortabel kan zitten tijdens het douchen of aan de wastafel. De douchestoel zorgt voor een stabiele ondersteuning voor minder actieve gebruikers met zwakke benen, een laag uithoudingsvermogen en/of een slechte balans. De minder actieve gebruikers die langere tijd op de stoel gezeten hebben, hebben meer ondersteuning en hulp nodig tijdens de overgang van zit naar staande houding.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Linido
<b>Product afmetingen</b>	B 65 cm, H 54 cm, L 108 cm
<b>SKU leverancier</b>	LI2142.0001-02
<b>sku</b>	1575383
<b>Kleur</b>	Wit
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Stuk