

1571902 - kMeter Module II - kBox4/5 Active



Beschrijving

De kMeter Module II is speciaal ontwikkeld om nauwkeurig vermogen en energie te meten en kracht te schatten tijdens krachttraining. Het wordt gebruikt door coaches en fysiotherapeuten, maar ook rechtstreeks door atleten en patiënten.

Het systeem meet draadloos de rotatie van het vliegwiel met hoge nauwkeurigheid en gebruikt een smartphone app met een eenvoudige en toegankelijke interface om de belangrijkste trainingsresultaten te presenteren, waaronder:

- Concentrische en excentrische kracht
- Bewegingsbereik
- Kracht
- Excentrische overbelasting
- Energieverbruik

Specificaties

Merk	Exxentric
sku	1571902
Europese Regelgeving	2001/95/EC
Type verpakking	Stuk