

## 1501122 - 3M™ Comply™ sterilisatietape - autoclaaf - 12 mm x 55 m - 42 st



### Beschrijving

**3M™ Comply™** indicator tapes zijn ontworpen voor gebruik bij stoomsterilisatie als methode om verpakkingen vast te zetten en verwerkt van onbewerkt te onderscheiden. De tape kan worden gebruikt met zowel wegwerp- als herbruikbare wikkels. Vrij van lood.

### Specificaties

<b>Merk</b>	3M™
<b>Maat</b>	12 mm x 55 m
<b>Sterilisatie methode</b>	Stoom
<b>Type verpakking</b>	Doos