

1106364 - Seca 877 digitale personenweegschaal met moeder-kind functie - klasse III - 200 kg - 1 st



Beschrijving

Weegschalen voor mobiel gebruik moeten licht zijn. De compacte seca 877 weegt amper 4,2 kilogram, maar is toch heel stabiel en geschikt voor patiënten tot 200 kilogram. Ze staat stevig op vier nivelleervoeten die de stabiliteit garanderen, zelfs wanneer kleine kinderen worden gewogen terwijl een volwassene ze vasthoudt. De moeder/ kind-functie bepaalt de tara van het gewicht met slechts een druk op de knop.

Specificaties

Merk	Seca
Geheugen	Nee
Gekalibreerd	Nee
Max. gewicht	200 kg
Met meetlat	Nee
BMI indicatie	Nee
Bebat tax	0.06 EUR
Automatisch step-on functie	Ja
Automatische switch-off functie	Ja
sku	1106364
Gradatie weegschaal	100 g < 150 kg > 200 g
Klasse weegschalen	Klasse III
Type weegschaal	Digitale vlakke weegschalen
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse Im
Type verpakking	Stuk