

## 1011290 - Bistourimesjes nr 15 - steriel - 1 x 100 st



### Beschrijving

De nr. 15 heeft een kleine gebogen snijkant en is de meest populaire bistouri mes, ideaal voor het maken van korte en precieze incisies.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Swann Morton
<b>Samenstelling</b>	Roestvrij staal
<b>Steriel</b>	Ja
<b>Normeringen</b>	ISO 1385:2016
<b>Bistouri nummer</b>	15
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIa
<b>Type verpakking</b>	Doos