

## 1552675 - Manumed Kantel - 2-delig - type 724 elektrisch - zonder beenfixatierails



### Beschrijving

Een speciaal ontworpen kanteltafel om patiënten traploos van een horizontale naar een verticale positie te brengen, tussen 0 en 90°. De ideale tafel voor onder andere neuro-motorische behandelingen. Ook kinderen kunnen veilig en zonder problemen op deze tafel behandeld worden.

- Deze 2-delige variant is tevens uitstekend inzetbaar als behandeltafel
- Tussen 0 en 90 graden in te stellen kantelpositie
- Geschikt voor kinderen
- Elektrische hoogteverstelling
- Veilig te verrijden door grote wielen

## Specificaties

<b>Merk</b>	Enraf-Nonius
<b>Product afmetingen</b>	B 67 cm, L 202 cm
<b>Hoogte</b>	55 - 106 cm
<b>Wielen inbegrepen</b>	Ja
<b>Hoogteverstelbaar</b>	Ja
<b>Hefvermogen</b>	175 kg
<b>sku</b>	1552675
<b>Aantal delen</b>	2-delig
<b>Armsteunen</b>	Ja
<b>Hoogteverstelling</b>	Elektrisch
<b>Standaard neusgat</b>	Langwerpig neusgat
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Stuk