


## 1572205 - Heine navulling met 5 bladen- 1 set - 1 st



### Beschrijving

Het wegwerp laryngoscoopblad heeft de **HEINE** Classic+ bladvorm van 's werelds best verkochte integrale glasvezelblad. Bij correct gebruik voorkomt het wegwerp XP-mes kruisbesmetting van de ene patiënt naar de andere. Set Bevat: Miller 0 - mes, Miller 1 - mes, Mac 2 - mes, Mac 3 - mes, Mac 4 - mes.

- Hygiënisch en veilig.
- Optimale lichttransmissie door overmaatse lichtgeleider.
- Extreem helder: Hoogste verlichtingsniveau met HEINE 2,5V of 3,5V
- LED verlichting binnen laryngoscoop insert.
- Bladvorm geoptimaliseerd om de doorgang van de tube te vergemakkelijken.
- Patiëntvriendelijk met minder risico op letsel of beschadiging van tanden.
- Extreme torsiestijfheid, praktisch onbreekbaar.
- Bladen "bevrozen" niet en plakken niet aan de tong bij lage temperaturen.

## Specificaties

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>Merk</b>                 | Heine                         |
| <b>Steriel</b>              | Nee                           |
| <b>Waterbestendig</b>       | Ja                            |
| <b>Latex vrij</b>           | Ja                            |
| <b>Samenstelling</b>        | Polycarbonaat, Phthalate vrij |
| <b>Normeringen</b>          | ISO 7376                      |
| <b>Kleur</b>                | Grijs                         |
| <b>Europese Regelgeving</b> | MDR - 2017/745/EU - Klasse I  |
| <b>Type verpakking</b>      | Stuk                          |