

## 1014748 - Gesloten linnenkar met wasty - 2 linnen zakhouders met pedaal - 1340 x 680 x 1150 mm - 1 st



### Beschrijving

Een combinatie van ISEO-zakhouders en een roestvrijstalen kast. De deksels van de zakhouders moeten handmatig worden geopend. De opvangzakken voor vuil linnen zijn gescheiden van de rekken voor schoon linnen door een roestvrijstalen kast. Er zijn 2 verstelbare schappen. Een deur met 270° opening en sleutelslot. Bovenste schap met opvangrail doet ook dienst als duwbeugel.

## Specificaties

<b>Merk</b>	France Hopital
<b>Product afmetingen</b>	B 68 cm, H 115 cm
<b>Product diepte</b>	134 cm
<b>Aantal wielen</b>	4
<b>Pedaalbediening</b>	Ja
<b>Compositie zakken</b>	2 x 2 (in vierkant)
<b>Configuratie vuile was</b>	2 zakken
<b>Materiaal</b>	Inox
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Stuk