

## 1552666 - Manumed Bobath - type 520 elektrisch



### Beschrijving

Neurologische oefentherapie met de Manumed Bobath. Door het grote, extra brede behandeloppervlak van 100 of 120 cm breed, is het eenvoudig patiënten te ondersteunen en te begeleiden tijdens oefentherapie. De Bobath en Vojta bewegingsmethoden zijn perfect uit te voeren door de ongeëvenaarde stabiliteit. Een stevige tafel waardoor zowel patiënt als therapeut de meest comfortabele behandelposities kunnen innemen.

Kenmerken:

- 1-delig
- Elektrisch hoog/laag
- Rondombediening
- Wielset
- Afmetingen (lxb): 200 x 100 cm
- Hoogteverstelling: 44 - 97 cm
- Tijdsduur hoogteverstelling: 18 sec.
- Hefvermogen 250 kg

## Specificaties

<b>Merk</b>	Enraf-Nonius
<b>Product afmetingen</b>	B 100 cm, L 200 cm
<b>Hoogte</b>	44 - 97 cm
<b>Wielen inbegrepen</b>	Ja
<b>Hoogteverstelbaar</b>	Ja
<b>Hefvermogen</b>	250 kg
<b>Tijdsduur hoogteverstelling</b>	18 s
<b>sku</b>	1552666
<b>Aantal delen</b>	1-delig
<b>Hoogteverstelling</b>	Elektrisch
<b>Standaard hoogtebediening</b>	Rondombediening
<b>Standaard neusgat</b>	Geen neusgat
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Stuk