


## 1602294 - Polsbloeddrukmeter BC 87 Bluetooth - polsometrek 13,5-21,5 cm - 1 st



### Beschrijving

**Beurer** BC 87 polsbloeddrukmeter (polsometrek van 13,5-21,5 cm) met bluetooth en volautomatische bloeddruk-en hartslagmeting aan de pols meet eenvoudig en snel, de gegevens worden via bluetooth rechtstreeks doorgestuurd naar de app HealthManager Pro. Door zijn Inflation Technology zorgt het voor ultiem meetcomfort via zorgvuldige drukopbouw en snelle meettijden. Het is ook ideaal voor onderweg vanwege zijn extra plat en ergonomisch ontwerp. Dankzij het grote XL-display en de gekleurde classificatie van de meting heb je altijd zicht op je waarden. Om de ideale meetpositie ter hoogte van het hart te bereiken beschikt de bloeddrukmeter over een geïntegreerde positioneringsindicator. De BC 87 polsbloeddrukmeter is ook uitgerust met een gepatenteerde rustindicator die de rusttoestand controleert tijdens de meting. Bovendien heeft het ook een risico indicator die waarschuwt bij mogelijke hartritmestoornissen en twee gebruikersgeheugens.

### Specificaties

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| <b>Merk</b>                 | Beurer                       |
| <b>Europese Regelgeving</b> | MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa |
| <b>Type verpakking</b>      | Stuk                         |