

1533243 - 3M™ Littmann® Classic III stethoscoop - zwart - 1 st



Beschrijving

De **3M™** Littmann® Classic III stethoscoop is de meest recente versie van de stethoscoop die miljoenen medische professionals helpt optimaal te presteren. De Classic III is een stethoscoop met een hoge akoestische gevoeligheid bij het uitvoeren van lichamelijk onderzoek. Voorzien van een dubbelzijdig, instelbaar membraan, die makkelijk is te om te bouwen naar een kelk, een nieuwe en verbeterde slang en nog veel meer. Kortom, de 3M™ Littmann® Classic III verbindt het nieuwe met het traditionele. Geschikt voor niet-kritieke zorgomgevingen zoals medische diensten, verpleegafdelingen, gynaecologen, poliklinieken en huisartsenpraktijken.

Specificaties

Merk	3M™
Gewicht product	0.15 kg
Digitaal	Nee
Verstelbaar membraan	Ja
Lengte slang	69 cm
Samenstelling	Membraam: epoxy en glasvezel, oorbeugel:geanodiseerd aluminium, borststuk: roestvrij staal,latexvrij
Afwerking borststuk	Standaard
Kleur steel	Standaard
Akoestische prestaties	07-Aug
Binaurale constructie	Enkelvoudige slang
Kleur	Zwart
Materiaal membraan	Epoxy glasvezel
Technologie borststuk	Dubbelzijdig
Toepassing	Lichamelijk onderzoek
Type stethoscoop	Classic III
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk