

1618162 - SpineTechnics SOLID behandelbank - 2-delig - elektrisch



Beschrijving

Deze Solid 2-delige behandelbank van SpineTechnics is **speciaal ontworpen voor een obesitaskliniek** en biedt maximale ondersteuning en comfort voor zowel patiënten als zorgverleners. De bank beschikt over een **verstelbare hoofdsteun met gezichtsopening**, die eenvoudig is aan te passen voor optimaal ligcomfort.

Met de **elektrische hoogteregeling** kan de werkhogte moeiteloos worden ingesteld, wat zorgt voor een ergonomische werkhouding. De bank is stevig en krachtig, met een indrukwekkend vermogen om tot 350 kg te dragen en te tillen, ideaal voor zwaardere patiënten.

De bank is verder voorzien van **in hoogte verstelbare antislippootjes**, die extra stabiliteit bieden op elke ondergrond. Het robuuste **Classic frame** garandeert duurzaamheid en betrouwbaarheid voor langdurig gebruik. Daarnaast kan men bij SpineTechnics rekenen op maar liefst **10 jaar garantie** op dit robuuste frame.

De **voetschakelaar** zorgt voor een eenvoudige aanpassing in hoogte zonder onderbrekingen tijdens behandelingen.

Beschikbaar in diverse standaard - of silvertexkleuren te raadplegen in onderstaand kleurenpalette document.

Specificaties

Merk	Spinetechnics
Hoogte	48 - 98 cm
Wielen inbegrepen	Ja
Papierrolhouder inbegrepen	Nee
Hefvermogen	350 kg
Aantal delen	2-delig
Armsteunen	Nee
Elektrische pli	Nee
Hoogteverstelling	Elektrisch
Soortdelige tafel	Hoofddeel
Standaard hoogtebediening	Rondombediening
Standaard neusgat	Langwerpig neusgat
Type verpakking	Stuk