

## 1576127 - Sterilisatiefolie - op rol - 15 cm - 2 rol x 200 m - 1 st



### Beschrijving

Ideaal voor het steriliseren van speciale voorwerpen van verschillende grootte. Het papier van medische kwaliteit biedt superieure sterkte en het blauwgetinte transparante materiaal maakt het gemakkelijk om eventuele breuken op te sporen.

### Voordelen

- Ideaal voor speciale items van verschillende afmetingen en behoeften.
- Zie het verschil met ingebouwde kleurindicators gemaakt van niet-toxische, water-inkt, die zorgt ervoor dat het sterilisatieproces bereikt.
- Eenvoudige identificatie van de inhoud door de transparante, lekbescherming, non-tearing, blauw getint plastic folie. Het verstrekken van visuele vertrouwen dat de sterilisatie wordt bereikt en gehandhaafd.
- Sterke en veilige kant afdichting beschermt tegen instrument schenden.
- Hoge kwaliteit poreus papier van medische kwaliteit.

## Specificaties

<b>Merk</b>	Medicom
<b>sku</b>	1576127
<b>Kleur</b>	Blauw
<b>Maat</b>	15 cm x 200 m
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Karton