

1603853 - Tena Flex Plus XL - heupomtrek: 105-153 cm - 3 x 30 st



## Beschrijving

TENA ProSkin Flex Plus is een revolutionair incontinentieverband met heupband voor een eenvoudigere, meer ergonomische verschoning voor de zorgverlener en meer zekerheid voor de gebruiker. De superabsorberende producten zijn ideaal voor mensen met zware incontinentie. Het verband wordt op zijn plaats gehouden dankzij een uniek, eenvoudig te bevestigen systeem dat het verband aan de heupband bevestigt. Voor gebruiksgemak en de beste pasvorm past de zachte COMFISstretch™ elastische heupband zich gemakkelijk aan verschillende lichaamsvormen aan, voor een comfortabele pasvorm en superieure beveiliging-tegen-doorlekken.

- Absorptiesterkte: 6/8
- COMFISstretch™
- FingerLift™ opening
- Verstelbare fixatie

## Specificaties

<b>Merk</b>	essity_tena
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Karton