

## 1552679 - Manumed ST - 2-delig - hoofddeelversie - elektrisch



### Beschrijving

Met deze budgetvriendelijke Manumed onderzoeks- en behandelafel kunt u werkelijk overal behandelen, ook zonder elektrische voorzieningen (hydraulische versie). De Manumed ST is een perfecte kwaliteitsbank met een stabiel frame en is voorzien van een uiterst fraaie bekleding. Dankzij de geometrie van het frame is er ook veel beenruimte onder de bank, waardoor een behandeling 'in zit' ook voor de specialist zeer comfortabel is.

#### Kenmerken

- 2-delig
- Hoofddeel
- Elektrisch hoog/laag
- Voetschakelaar (optioneel)
- Driehoekig neusgat (neusplug optioneel)
- Afmetingen (lxb): 207 - 209 x 67 cm
- Hoogteverstelling: 45 - 101 cm
- Tijdsduur hoogteverstelling: 25 sec.
- Hefvermogen 150 kg

## Specificaties

<b>Merk</b>	Enraf-Nonius
<b>Product afmetingen</b>	B 67 cm, L 209 cm
<b>Hoogte</b>	45 - 101 cm
<b>Hoogteverstelbaar</b>	Ja
<b>Hefvermogen</b>	150 kg
<b>Tijdsduur hoogteverstelling</b>	25 s
<b>Aantal delen</b>	2-delig
<b>Hoogteverstelling</b>	Elektrisch
<b>Soortdelige tafel</b>	Hoofddeel
<b>Standaard hoogtebediening</b>	Voetschakelaar
<b>Standaard neusgat</b>	Driehoekig neusgat
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Stuk