

1552672 - Manumed Comfort - 3-delig - type 632 elektrisch verstelbaar rugdeel



Beschrijving

De onderzoekstafel voor iedereen. Door het grote rugblad is deze tafel een combinatie van verstelbaarheid en zitcomfort. Zonder dat de patiënt zich hoeft te verplaatsen kan eenvoudig een transitie van rugligging naar zit gemaakt worden. Met de Manumed Comfort hebt u een ongeëvenaarde onderzoeksbank in uw praktijk.

Kenmerken

- 3-delig
- Elektrisch hoog/laag
- Elektrische rugbladverstelling
- Rondombediening
- Langwerpige neusgat
- Wielset
- Afmetingen (lxb): 200 x 67 cm
- Hoogteverstelling: 46 - 99 cm (96 cm type 612)
- Tijdsduur hoogteverstelling: 18 sec.
- Hefvermogen 200 kg (optioneel 250 kg)

Specificaties

Merk	Enraf-Nonius
Product afmetingen	B 67 cm, L 200 cm
Hoogte	46 - 99 cm
Wielen inbegrepen	Ja
Hoogteverstelbaar	Ja
Hefvermogen	200 kg
Tijdsduur hoogteverstelling	18 s
Aantal delen	3-delig
Hoogteverstelling	Elektrisch
Standaard hoogtebediening	Rondombediening
Standaard neusgat	Langwerpig neusgat
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk