

## 1603857 - Cuticell® Classic gaaskompres - 10 x 40 cm - steriel - 10 st



### Beschrijving

Cuticell® Classic steriel paraffine gaaskompres heeft een minimale inkleefkracht, houdt het wondbed vochtig en laat het exsudaat op een natuurlijke wijze door. Het is aangewezen bij tal van oppervlakkige wonden zoals brandwonden, scheurwonden en sommige ulcera.

### Specificaties

<b>Merk</b>	BSN
<b>Samenstelling</b>	Paraffine
<b>Steriel</b>	Ja
<b>Lagen</b>	1 laag
<b>Maat</b>	10 x 40 cm
<b>Sterilisatie methode</b>	Radiatie
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIb
<b>Type verpakking</b>	Doos