


## 1543261 - Foley 2-wegs verblijfsondes - met ballon 5 - 10 ml - silicone - 40 cm - Ch 12 - wit - 1 x 10 st



### Beschrijving

De Foley verblijfsonde van Dahlhausen met ballon bestaat uit een schat met dubbel lumen met een proximale kegeltrechter, een ventiel en een distale blokkeringsballon. De sonde wordt gebruikt voor gecontroleerde blaasverwijdering en postoperatieve drainage en kan zowel voor vrouwen als mannen gebruikt worden. De grootte van de katheters in CH en mm staat op de katheters vermeld, evenals het vulvolume van de ballon. De opstelling van de ogen is tegenover elkaar, de sonde is vrij van latex. Deze silicone verblijfsondes hebben een gebruiksduur van maximaal 6 weken.

## Specificaties

<b>Merk</b>	Dahlhausen
<b>Steriel</b>	Ja
<b>Lengte sonde</b>	40 cm
<b>Samenstelling</b>	Silicone
<b>Latex vrij</b>	Ja
<b>Diameter sonde</b>	Ch 12
<b>Geslacht</b>	Unisex
<b>Kleur</b>	Wit
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIb
<b>Type verpakking</b>	Doos