

1552671 - Manumed Comfort - 3-delig - type 623 gescheiden benen - elektrisch



Beschrijving

De onderzoekstafel voor iedereen. Door het grote rugblad is deze tafel een combinatie van verstelbaarheid en zitcomfort. Zonder dat de patiënt zich hoeft te verplaatsen kan eenvoudig een transitie van rugligging naar zit gemaakt worden. Hierdoor is deze tafel niet alleen in trek bij fysiotherapeuten, maar wordt de tafel ook veelvuldig gebruikt door medici en esthetici. Zij hebben een ongeëvenaarde onderzoekstafel met de Manumed Comfort in de praktijk of studio.

Kenmerken

- Extra groot rugblad dus de ideale onderzoeksbank
- Gemakkelijk van lig naar zit met een gasveerondersteuning
- Wielhefmechanisme, waardoor de tafel eenvoudig verplaatsbaar is
- Hoogteverstelling elektrisch (zeer comfortabel, gelijkmatig en snel)
- Onafhankelijk instelbare beendelen mogelijk

Specificaties

Merk	Enraf-Nonius
Product afmetingen	B 67 cm, L 200 cm
Hoogte	46 - 99 cm
Wielen inbegrepen	Ja
Hoogteverstelbaar	Ja
Hefvermogen	200 kg
Tijdsduur hoogteverstelling	18 s
Aantal delen	3-delig
Armsteunen	Nee
Hoogteverstelling	Elektrisch
Standaard hoogtebediening	Rondombediening
Standaard neusgat	Langwerpig neusgat
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk