


**1602027 - MONOCRYL™ Plus hechtdraad 5/0 - 13 mm - 70 cm -  
MCP493H - 36 st**



## Beschrijving

MONOCRYL™ Plus hechtdraad is een monofilament synthetische oplosbare hechtdraad voor chirurgisch gebruik, bereid uit een copolymeer van glycolide en epsilon-caprolacton. In tegenstelling tot de gewone Monocryl hechtdraad, bevat de Plus een antibacteriële coating (triclosan) die helpt om infecties te voorkomen.

## Specificaties

<b>Merk</b>	Ethicon
<b>SKU leverancier</b>	MCP493H
<b>Samenstelling</b>	Hechtdraad: Polyglecaprone 25 (75% glycolide, 25% epsilon-caprolacton) - Antibacteriële coating: Triclosan
<b>sku</b>	1602027
<b>Steriel</b>	Ja
<b>Resorbeerbaar</b>	Ja
<b>Lengte draad</b>	70 cm
<b>Dikte draad</b>	5/0
<b>Kleur</b>	Ongeverfd
<b>Naald lengte</b>	13 mm
<b>Type verpakking</b>	Doos