

1603842 - Insyte Autoguard™ - IV veiligheidskatheter met vleugels - 20G x 1 1/4" - roze - 50 st



Beschrijving

BD™ Insyte Autoguard™ IV katheter met vleugels en veiligheidsmechanisme vermindert het risico op prikaccidenten. De katheter is vervaardigd uit Vialon™ biomateriaal, hierdoor kan de naald soepeler ingebracht worden in het bloedvat zodat een lange in-situ tijd mogelijk is. De katheter voorkomt het lekken van bloed op kleding, handschoenen of linnen.

Opgelet: *de kleur van het product zoals weergegeven op de afbeelding is niet contractueel en kan variëren van de werkelijkheid.*

Specificaties

Merk	BD
SKU leverancier	382934
Steriel	Nee
Normeringen	EN ISO 13485
Debiet	61 milliliter per minute
Externe diameter katheter	1.04 mm
Interne diameter katheter	0.84 mm
Afmeting	20G x 1 1/4"
Afmeting in mm	1,1 x 30 mm
Kleur	Roze
Sterilisatie methode	Ethyleen oxide
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Doos