

1533627 - Hospital box met 10 axillaire thermometers - groen - 1 st



Beschrijving

Axillaire thermometer van **Terumo** met digitale display is gemaakt van krasbestendig plastic en meet tot op 0,1° de lichaamstemperatuur. De levensduur van de batterij is zo'n 3 jaar bij een gebruiksfrequentie van 3-4 keer per dag, met zo'n 10.000 metingen en een meetbereik van 23°-42°. Bovendien is de thermometer waterdicht en kan dus zo eenvoudig ontsmet worden, inclusief de sensor, display en batterijunit. De thermometer heeft een automatische aan -en uit functie, wanneer de thermometer wordt opgeborgen in de bijpassende hoes schakelt deze automatisch uit. Dit waarborgt een lange levensduur.

Opgelet: De batterij van de thermometer kan niet vervangen worden, als deze leeg is kan u een nieuwe thermometer bij ons aankopen en uw oude thermometer laten recycleren.

Voorspellende modus

De lichaamstemperatuur wordt berekend binnen 30 seconden (axillair en oraal) .

Directe modus

De temperatuur wordt gemeten (axillair: 5 min // oraal: 10 min)

Specificaties

Merk	Terumo
SKU leverancier	ET*C205H
Digitaal	Ja
Infrarood	Nee
Koorts alarm	Ja
Contactloos	Nee
Flexibele tip	Nee
Bebat tax	0.06 EUR
Low battery indicatie	Nee
Automatische switch-off functie	Ja
Geheugen	Nee
sku	1533627
	Nee
Meetsnelheid	30 sec
Type thermometer	Okselthermometer
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk