

1003948 - Elastische windels - 8 cm x 5 m - 1 x 10 st



Beschrijving

Bastos Viegas elastische windels zijn geschikt voor het vastzetten van verbanden met een constant elasticiteit. De windel is zeer flexibel en rekbaar, steriliseerbaar en verschuift niet tijdens het gebruik.

Specificaties

Merk	Bastos Viegas
Samenstelling	Katoen, polyamide, polyurethaan - 79 gr/m ²
Steriel	Nee
Zelfklevend	Nee
sku	1003948
Kleur	Wit
Maat	8 cm x 5 m
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Doos