

1560201 - kBox4 Pro Platform



Beschrijving

Het premium en meest veelzijdige kBox-model met het grootste performance oppervlak. Voor sportteams, premium fitnessclubs en revalidatie- of kinépraktijken.

- Grootste trainingsoppervlak
- Voor de professional
- Trainen met 1-4 flywheels
- Inertie tot 0,280 kgm²
- Ingebouwde kMeter
- Gewicht: 15.5 kg
- Kleur: Midnight Blue

Specificaties

| | |
|-----------------------------|------------|
| Merk | Exxentric |
| SKU leverancier | 18259 |
| Europese Regelgeving | 2001/95/EC |
| Type verpakking | Stuk |