

## 1014512 - Tuberculine spuiten 1 ml - naald 25G x 5/8" - 1 x 100 st



### Beschrijving

**Terumo** steriele 3-delige tuberculine spuiten met naald en rubberen afdichting rond de conus. Geschikt voor het afnemen van bloed en het injecteren van vloeistoffen en medicijnen in spieren, aderen, vetweefsel, huid en de hartspier. Deze spuit is geschikt voor de nauwkeurige dosering van vloeistoffen, beweegt soepel en lekvrij door de rubberen afdichting rond de conus. ISO-gecodeerde kleurcodes.

## Specificaties

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Merk</b>                  | Terumo   |
| <b>SKU leverancier</b>       | MDSS01S2516E   |
| <b>Steriel</b>               | Ja   |
| <b>Samenstelling</b>         | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Spuit</b></li><li>• Cilinder: polypropyleen</li><li>• Plunjer: polypropyleen</li><li>• Stamper: thermoplastisch elastomeer (SS-codes), polyisopreenrubber (MDSS-codes)</li><li>• Glijmiddel: siliconenolie</li><li>• <b>Naald</b></li><li>• Hub: polypropyleen + kleurconcentraat</li><li>• Canule: roestvrij staal</li><li>• Kleefstof: epoxylijm</li><li>• Glijmiddel: silicone</li></ul> |
| <b>Latex vrij</b>            | Ja   |
| <b>Veiligheidsmechanisme</b> | Nee  |
| <b>Afmeting</b>              | 25G x 5/8"   |
| <b>Inhoud</b>                | 1 ml   |
| <b>Sterilisatie methode</b>  | Radiatie   |
| <b>Europese Regelgeving</b>  | MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa   |
| <b>Type verpakking</b>       | Doos   |