

## 1546234 - Hangend frame voor douchezit - verstelbaar - RVS/wit - 1 st



### Beschrijving

Verstelbaar hangend frame voor douchezit, kan uitsluitend aan wandbeugels Ergogrip LI2611.060, LI2611.070 en LI2611.080, aan de 90° wandbeugel LI2611.023-24 en aan de horizontale hoekwandbeugel LI2611.015 en LI2611.025. Te gebruiken met hulppootset LI2241.201.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Linido
<b>SKU leverancier</b>	LI2216.0024-02
<b>Armsteunen</b>	Nee
<b>Rugleuning</b>	Nee
<b>Opklapbaar</b>	Nee
<b>Categorie douchezittingen</b>	Accessoires douchezittingen
<b>Kleur</b>	RVS/wit
<b>Max. gebruikersgewicht</b>	n.v.t
<b>Type verpakking</b>	Stuk