

## 1543561 - TL 30 daglicht therapielamp - 23,6 x 15,5 cm - 1 st



### Beschrijving

Deze lamp helpt om de korte dagen in de winter door te komen door een dagelijks portie daglicht af te geven. Ideaal voor op je bureau, slaapkamer of onderweg. Een compact formaat met energiesparende LED-technologie geeft een heldere en gelijkmatige verlichting, is bovendien zonder UV-stralen.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Beurer
<b>Product afmetingen</b>	B 15.6 cm, H 2.6 cm, L 23.6 cm
<b>SKU leverancier</b>	60805
<b>Vermogen</b>	7.8 W
<b>Afstand</b>	10 cm
<b>Lichtintensiteit</b>	10000 lux
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
<b>Type verpakking</b>	Stuk