

1543647 - Nierbekken - 24 cm - polyethyleen - wit - 1 st



Beschrijving

Multifunctionele nierbekken in polyethyleen met een breed gebruiksspectrum in dokterspraktijken, ziekenhuizen en woonzorgcentra voor het verzamelen van lichaamsvloeistoffen om instrumenten in te laten vallen volgens hun gebruik alvorens ze worden schoongemaakt.

Specificaties

Product afmetingen	L 24 cm
Samenstelling	Polyethyleen
Kleur	Wit
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse I
Type verpakking	Stuk