

## 1571899 - kBox4 Pro Starter System



### Beschrijving

De kBox4 wordt erkend voor zijn kwaliteit, gebruiksgemak, technologie, ergonomie, evaluatie en wetenschappelijke publicaties. Het Starter System bevat het Kbox4 Pro Platform, de kMeter II, de Angle Adjuster, twee vliegwielen, een harnas, de kBar en de kGrips.

#### Kenmerken

- Polyvalent trainingsapparaat voor oefeningen van bovenlichaam, de romp en het onderlichaam
- Draagbaar
- Het bluetooth kMeter feedback systeem kan worden gebruikt om het werkelijke vermogen en vele andere parameters te meten en vast te leggen
- Uitzonderlijk gemakkelijk te gebruiken
- Voor de professional
- 1 - 4 extra grote vliegwielen
- Inertie tot 0,280 kgm<sup>2</sup>
- Feedbacksysteem kMeter II
- Afmeting 98 x 63 cm
- Gewicht: 15,5 kg

### Specificaties

<b>Merk</b>	Exentric
<b>Europese Regelgeving</b>	2001/95/EC
<b>Type verpakking</b>	Stuk