

1010868 - 3M™ Stockinette synthetische jerseykous - 2,5 cm x 22,8 m - 1 st



Beschrijving

3M™ synthetische stockinette om de huid te beschermen, of om onder een hars - of gipsverband te dragen. Deze kunststof stockinette is een onderlaag voor alle standaard gipstoepassingen, en geschikt voor gebruik met alle gipsmaterialen. Is waterafstotend, waterdoorlatend en hypoallergeen. De stockinette moet kreukvrij worden uitgerold op een schone, droge huid.

Specificaties

Merk	3M™
Samenstelling	Synthetische kunstof in polyester
Kleur	Wit
Maat	2,5 cm x 22,8 m
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk