

## 1553218 - Mambo Max Balance Trainer Ø 45 cm - 1 st



### Beschrijving

De Mambo Max Balance Trainer is ideaal geschikt voor evenwichtstraining. Deze wordt gebruikt voor het heropbouwen en versterken van het evenwichtsgevoel, de coördinatie-, reactie- en motorische vaardigheden. Ze is eveneens ideaal voor de heropbouw van de spieren. De moeilijkheidsgraad kan hierbij aangepast worden door extra lucht op te blazen of te laten leeglopen.

Liggend, knielend, zittend, of voor een intensieve beweging, de Mambo Max Balance Trainer kan voor elke toepassing gebruikt worden. Ze kan daarnaast ook eenvoudigweg in de revalidatie met andere trainingsapparatuur geïncorporeerd worden.

Er bestaan 2 varianten:

- Een blauwe met een diameter van 45 cm
- Een rode met een diameter van 60 cm

Beide hebben een belastbaarheid van 100 kg.

### Specificaties

<b>Merk</b>	MVS
<b>Europese Regelgeving</b>	2001/95/EC
<b>Type verpakking</b>	Stuk