

## 1541089 - Standaard manchet + microfoon voor Ergoselect 100/ 150/ 200



### Beschrijving

Standaard manchet voor armomvang van 24 tot 32 cm. Te gebruiken met Ergoselect 100/ 150/ 200.

### Specificaties

|                                      |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
| <b>Merk</b>                          | Ergoline                     |
| <b>Bereik armband bloeddrukmeter</b> | 24 - 32 cm                   |
| <b>sku</b>                           | 1541089                      |
| <b>Doelgroep</b>                     | Volwassenen                  |
| <b>Type armband</b>                  | Velcro armband               |
| <b>Europese Regelgeving</b>          | MDR - 2017/745/EU - Klasse I |
| <b>Type verpakking</b>               | Stuk                         |