

## 1611057 - Molift Assist sling met glijstuk breed voor Transfer Pro - L/XL



### Beschrijving

**Etac's** Veiligheidsband met schuifhoes, om de gebruiker te helpen bij het opstaan.

Middels de sling kan de cliënt ondersteund worden tijdens het opstaan. Het glijstuk voorkomt opstropen van de kleding. De veiligheidsband kan gewassen worden in de wasmachine tot 80\* en mag ook in de droogtrommel tot 80°.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Molift
<b>Maximale tilbelasting</b>	200 kg
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Stuk