

## 1543067 - Lichaamspons - 38 cm - 1 st



### Beschrijving

De vorm van de badspons maakt effectief gebruik van de kracht van de schouders, armen en handen. De gebogen badspons maakt het mogelijk om heel de rug te bereiken. Het ergonomische design maakt het makkelijker om alle delen van het lichaam te bereiken. De vervangbare spons wast effectief zonder water te absorberen: daardoor blijft de badspons licht en in evenwicht zelfs wanneer ze nat is.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Etac
<b>SKU leverancier</b>	E80210076
<b>Armlengte spons</b>	38 cm
<b>Samenstelling</b>	Polypropyleen en TPE
<b>sku</b>	1543067
<b>Kleur</b>	Blauw
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Stuk