

## 1544070 - Mechanisch slot - dop en lange pin - 1 st



### Beschrijving

Ontwikkeld voor geagiteerde of agressieve patiënten.

## Specificaties

<b>Merk</b>	Renol
<b>SKU leverancier</b>	RFK00433
<b>Noodzakelijke opties</b>	Niet van toepassing
<b>Normeringen</b>	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
<b>Samenstelling</b>	Roestvrij staal
<b>Breedte riemen</b>	Niet van toepassing
<b>Breedte tailleband</b>	Niet van toepassing
<b>Fixatie categorie</b>	Toebehoren voor riemen
<b>Gebruik fixatiemateriaal</b>	Niet van toepassing
<b>Maat bevestigingsriem</b>	Niet van toepassing
<b>Sluiting</b>	Sloten
<b>Soort bevestiging</b>	Niet van toepassing
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Stuk